

## H12

### Berceau pour nouveau-nés



#### **Caractéristiques**

Berceau en forme anatomique, démontable, fabriqué en plastique thermoformé transparent.

Grande stabilité du berceau pour garantir une maximum sécurité pour le bébé

Roulettes de  $\varnothing 100$  mm avec pare-chocs, dont deux avec freins.

Poignée pour un déplacement facile.

#### **Structure et Finition**

Structure fabriquée en acier époxy

#### **Accessoires**

Matelas tapissé en vinyle résistant de facile nettoyage avec traitement phytosanitaire, inclus.

#### **Dimensions**

Matelas: 670 x 360 x 50 mm

Générales: 900 x 480 x 900 mm