

ri-fox Pulsoximeter

Riester

The familiar way



Oxygen saturation (%SpO ₂)	0% - 100%
Pulse and perfusion	30 - 240 heart beats per minute
Display	LCD display with background illumination and acoustic pulse signal, both optional features
Accuracy %SpO ₂	81-100 % +/- 2 70-100 % +/- 3
Pulse rate	+/- 5 %
Permissible air humidity and air temperature	0°C - +40°C, < 85 % rel. air humidity
Energy supply	2 batteries AAA, alkaline type LR03
Battery life	Approx. 200 h continuous operation, or approx. 24,000 measurements without background illumination in use. Approx. 80 h continuous operation, or approx. 4,800 measurements with background illumination in use.
Dimensions	30 x 26 x 51 mm
Weight	46 g with batteries
Disinfection	Surface disinfection
Reaction time	Approx. 8 seconds
Range of use	For finger heights 0.64 cm - 2.39 cm

Mobile precision in the smallest possible format! Monitor and sensor in a single device. Fast and precise measurement of the pulse and the oxygen content of the blood (%SpO₂) in familiar Riester quality in just seconds. The measurements are easy to read on the LCD display with optional background illumination. An acoustic signal makes it easier to recognize arrhythmias. Suitable for hospitals, doctor practices and use at home.

- Small, mobile device with integrated sensor
- Simple and fast measurement by attaching to the finger
- Background illumination for measurements in poor lighting conditions
- With acoustic pulse indicator
- LCD-display of %SpO₂, perfusion and pulse, acoustic pulse indication
- Battery status indication
- Low battery consumption (approx. 24,000 measurements)
- Normal, commercially available batteries included as supplied, simple to change
- Automatic on/off switch
- 24 months guarantee

ri-fox Pulsoximeter **No. 1900**

Battery compartment cover **No. 11297**

Mobile Präzision im Kleinformat! Monitor und Sensor in einem Gerät. In gewohnter Riester-Qualität in Sekunden schnelle und präzise Messung des Puls sowie des Sauerstoffgehalts (%SpO₂) im Blut. Die Messwerte werden auf dem LCD-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung gut lesbar dargestellt. Durch ein akustisches Signal sind Arrhythmien einfacher erkennbar. Geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen sowie für den Heimbedarf.

- Kleines, mobiles Gerät mit integriertem Sensor
- Einfache und schnelle Messung durch Einlegen des Fingers
- Hintergrundbeleuchtung zur Messung bei Dunkelheit
- Mit akustischer Pulsanzeige
- LCD-Anzeige von %SpO₂, Perfusion und Puls, akustische Pulsanzeige
- Batteriezustandsanzeige
- Geringer Batterieverbrauch (ca. 24.000 Messungen)
- Handelsübliche Batterien im Lieferumfang enthalten, einfach zu wechseln
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- 24 Monate Garantie

ri-fox Pulsoximeter	Nr. 1900
Batteriefachabdeckung	Nr. 11297

Précision et mobilité en mini-format. Un moniteur et un capteur dans un seul appareil. La qualité Riester éprouvée, pour la mesure précise et en quelques secondes du pouls et de la saturation du sang en oxygène (%SpO₂). Les valeurs mesurées sont affichées bien lisiblement sur l'afficheur LCD à rétroéclairage facultatif. Un signal acoustique facilite la détection des arrhythmies. Convient pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les soins à domicile.

- Petit appareil mobile avec capteur intégré
- Mesure simple et rapide : il suffit de mettre le doigt dans l'appareil
- Rétroéclairage pour mesure dans l'obscurité
- Avec indicateur sonore de pouls
- Affichage LCD de la %SpO₂, de la perfusion et du pouls, indication sonore de pouls
- Indication de charge des piles
- Piles longue durée (env. 24 000 mesures)
- Piles du commerce comprises dans la livraison, simples à remplacer
- Mise en marche et arrêt automatiques
- 24 mois de garantie

Oxymètre de pouls ri-fox	N° 1900
Couvercle pour compartiment à piles	N° 11297

¡Precisión portátil en formato pequeño! Pantalla y sensor en un solo dispositivo. Rápida y precisa medición del pulso y de la saturación de oxígeno (%SpO₂) en sangre en la habitual calidad Riester. Los valores medidos son fácilmente legibles en la pantalla LCD con iluminación de fondo activable. Gracias a una señal acústica pueden reconocerse fácilmente las arritmias. Indicado para hospitales, consultas médicas y para el uso privado.

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado
- Medición sencilla y rápida introduciendo el dedo
- Iluminación de fondo para la medición en la oscuridad
- Con indicación acústica del pulso
- Indicación LCD de %SpO₂, perfusión y pulso, indicación acústica del pulso
- Indicación de la carga de las pilas
- Uso mínimo de las pilas (aprox. 24.000 mediciones)
- Pilas habituales del comercio incluidas en el volumen de la entrega, fáciles de cambiar
- Encendido y apagado automáticos
- Garantía de 24 meses

ri-fox Pulsoxímetro	N° 1900
Tapa del compartimento de las pilas	N° 11297

Точность и мобильность в миниатюрном исполнении! Монитор и сенсор в одном приборе. Привычно высокое качество, свойственное всем приборам фирмы Riester, позволяет провести точное измерение пульса и насыщения крови кислородом (%SpO₂) за несколько секунд. Результаты измерений отчетливо отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подключаемой подсветкой. Акустический сигнал позволяет легко распознать аритмии. Подходит для использования в стационарах, частных врачебных практиках а также для самостоятельного использования в домашних условиях.

- Маленький переносной прибор со встроенным сенсорным устройством
- Простое и быстрое измерение – достаточно вложить палец в датчик
- Подсветка дисплея для измерения в темноте
- С акустическим сигналом для передачи частоты пульса
- жидкокристаллический дисплей для отображения %SpO₂, перфузии и пульса, акустический сигнал частоты пульса
- Индикация заряда батареи
- Незначительное расходование заряда батареи (прибл. 24.000 измерений)
- Стандартные батареи входят в комплект прибора, простая замена батарей
- Автоматическое включение и выключение
- Гарантия 24 месяца

ri-fox пульсоксиметр	№ 1900
Крышка батарейного отсека	№ 11297